



KOS

Detergente igienizzante universale idroalcolico

Generalità

Detergente igienizzante universale rapido pronto all'uso a base alcolica per tutte le superfici lavabili.

Ideale per la manutenzione e l'igienizzazione giornaliera di tutte le superfici e attrezzature soggette a frequente contatto con le mani in uffici, sale da bagno, cucine, ambienti ospedalieri e HACCP, mezzi di trasporto pubblico.

Rimuove olii, grassi, inchiostri, ditate.

Essicca velocemente senza lasciare residui e aloni e senza bisogno di risciacquo e lascia le superfici lucide e brillanti.

Rinfresca e deodora l'ambiente.

Contiene didecildimetilammoniocloruro, agente igienizzante a largo spettro di azione.

Campi di applicazione

KOS sostituisce l'alcool negli interventi di pulizia giornaliera in uffici, scuole, hotels, ospedali, case di riposo e di cura, ambienti HACCP di comunità, ristoranti e mense, esercizi per la preparazione e la distribuzione di alimenti, industrie alimentari e lattiero-casearie.

KOS è utilizzato su:

scrivanie, mobili, tavoli, sedie, video e tastiere computer, telefoni, maniglie, pulsantiere, porte, pareti, piani di lavoro, lavelli, articoli sanitari, frigoriferi, attrezzature, macchinari, dispense, scaffalature, bidoni rifiuti, imballaggi e cartoni.

KOS non intacca le superfici e può essere utilizzato su superfici smaltate, cromate e zincate, marmi, plastica, acciaio, ceramica, alluminio, vetro, materiali tessili, legno, cartone.

PRINCIPIO ATTIVO D.D.A.C.

ASCIUGA RAPIDAMENTE

ADATTO PER HACCP

Modalità d'impiego

Pulizia e igienizzazione di mobili e arredi: spruzzare direttamente sulla superficie e strofinare con panno o carta fino a completa rimozione dello sporco e asciugatura.

Per ridurre i tempi di lavorazione o per l'utilizzo su superfici sensibili all'acqua spruzzare su panno o carta e strofinare sulla superficie.

Non richiede risciacquo.

Non usare su polycarbonato trasparente e su plastiche sensibili ai solventi.

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

KOS

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	alcooli, solventi idrosolubili, Sali di ammonio quaternario, tensioattivi non ionici, profumi
ASPETTO FISICO	liquido trasparente rosso
PROFUMO	fiorito
PESO SPECIFICO	0,97
ATTIVO	23 %
pH tal quale	10 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Ulteriori informazioni

Attenzione: liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. In caso di irritazione degli occhi: consultare un medico.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE



12 flaconi da 750 ml.
con 3 nebulizzatori

